



# WEPERE GARD

## HANDGELENKORTHESE

REF WE2112



### BESCHREIBUNG

Leichte und angenehme medizinisch-orthopädische Bandage. Die Struktur aus Spacer-Gewebe und der Klettverschluss machen diese Orthese zur einfachsten und schnellsten Lösung zur Behandlung von Verletzungen des Handgelenks. Einfach anzulegen und zu tragen, sorgt sie für die nötige Ruhestellung und schenkt Wohlbefinden und Entlastung bei den täglichen Arbeiten

### MERKMALE

- SPACER-Gewebe, 100% atmungsaktiv.
- Daumeneinschluss
- Klettverschluss für dynamische und funktionelle Verwendung
- Beidseitig tragbar, universelle Einheitsgröße

### BESTIMMUNGSZWECK

Nicht-invasive therapeutische Medizinprodukte zur Korrektur von Haltungproblemen oder zur Stabilisierung der Gliedmaßen.

### INDIKATIONEN

Verstauchungen • Gelenkinstabilität.

### ANWENDUNG

1. Öffnen Sie die Handgelenkorthese vollständig.
2. Stecken Sie den Daumen durch das Loch.
3. Wickeln Sie den Stoff um das Gelenk und befestigen Sie das elastische Band mit dem Klettverschluss.
4. Stellen Sie sicher, dass die Bandage gut und ausreichend fest positioniert ist.



Handwäsche  
in lauwarmem  
Wasser



Nicht im Wasche-  
trockner  
trocknen



Nicht bügeln



Nicht bleichen



Das Produkt entspricht der EU-Verordnung 745/2017  
MNGP502-00 vom 24/08/2022



I.A.C.E.R. SRL  
Via Enzo Ferrari 2 - 30037 Scorzè (VE) - ITALIEN  
[www.wepere.com](http://www.wepere.com)



TENORTHO SRL  
Via Trento e Trieste 100 - 20853 Biassono (MB) - ITALIEN  
[www.tenortho.com](http://www.tenortho.com)

### PATIENTENPOPULATION UND NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

WEPERE-Stützprodukte sind in der Regel für Erwachsene über 12 Jahren geeignet. Verwenden Sie das Produkt nur für die angegebenen Zwecke (siehe Abschnitt „Anwendungsgebiete“).

### PFLEGE

Handwäsche in lauwarmem Wasser mit milder Seife; gründlich ausspülen. Zum Trocknen von Wärmequellen fernhalten. Nicht in der Umwelt entsorgen.

### VORSICHTSMAGNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG

Das Produkt darf keinen Druck auf verletzte, geschwollene oder geschwollene Körperteile ausüben. Wenden Sie sich an Ihr Geschäft oder an WEPERE, wenn Sie Zweifel an der Anwendung haben. Halten Sie das Produkt beim Tragen von offenen Flammen fern.

### GESUNDHEITSÜBERWACHUNG

Im Interesse einer kontinuierlichen Gesundheitsüberwachung zur Gewährleistung der bestmöglichen Sicherheit bei der Verwendung von WEPERE-Produkten bitten wir Sie, alle schwerwiegenden unerwünschten Wirkungen, die während der Verwendung des Produkts auftreten, per E-Mail zu melden: [quality@iacer.it](mailto:quality@iacer.it)

Melden Sie den Vorfall auch den zuständigen Behörden.

### WARNHINWEISE

Die Anwendung muss mit äußerster Sorgfalt erfolgen, um die Wirksamkeit, Verträglichkeit und Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Im Falle struktureller oder sonstiger Veränderungen sind die Wirksamkeit und die Garantie des Produkts nicht gewährleistet. Der persönliche Gebrauch des Produkts wird empfohlen. Der direkte Kontakt des Produkts mit der Haut kann bei sehr empfindlichen Personen zu Rötungen oder Reizungen führen. Tragen Sie das Produkt nicht auf verletzter Haut. Wenden Sie sich im Falle einer Unverträglichkeit sofort an Ihren Arzt.

### ENTSORGUNG

Nicht in der Umwelt entsorgen. Entsorgen Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den Abfallgesetzen Ihrer Gemeinde und/oder Ihres Staates. Vom Produkt geht keine Kontaminationsgefahr aus.

### GARANTIE

WEPERE bescheinigt die ordnungsgemäße Konstruktion des Produkts, die Verwendung hochwertiger Materialien, die Durchführung aller erforderlichen Prüfungen und die Einhaltung der geltenden Normen und Gesetze. WEPERE verpflichtet sich, alle ihr zurechenbaren Mängel, Qualitätsmängel oder Konformitätsmängel der Produkte zu beheben, die innerhalb von 6 (sechs) Monaten nach Lieferung der Produkte auftreten und WEPERE unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von sieben Tagen nach Entdeckung des Mangels oder der Konformitätsmängel mitgeteilt werden. WEPERE kann entscheiden, ob die Produkte repariert oder ersetzt werden, wenn sie sich als fehlerhaft erweisen. Für ersetzte oder reparierte Produkte, die unter die Garantie fallen, gilt dieselbe Garantie von 6 (sechs) Monaten ab Reparatur oder Ersatz. Ausgeschlossen von den Konformitätsmängeln und somit von der gesetzlichen Garantie sind Mängel oder Schäden, die durch zufällige Ereignisse oder durch das Verschulden des Benutzers (wie zum Beispiel, aber nicht ausschließlich, Nachlässigkeit, fehlende oder falsche Reinigung) oder durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch der Produkte oder durch normale Abnutzung entstanden sind. Bewahren Sie Verpackung, Etiketten und Kaufbeleg auf, um die Rückverfolgbarkeit der Charge zu gewährleisten.



Hersteller



Vertriebshändler:



Produkt-Code



Chargennummer



Medizinprodukt



Die  
Bedienungs-  
anleitung  
sorgfältig lesen



Mehrmals (mehrere  
Eingriffe) an einem  
einzigem Patienten ver-  
wendbares Produkt.



Nicht steril



Achtung