

## Sportliches Gerät

Das **ARYA**-Gerät für Pressotherapie wirkt wie eine Lymphdrainage-Massage, die den Blut- und Lymphkreislauf sowie den Abtransport von Flüssigkeiten und Giftstoffen fördert.

Es ist ideal, um die Erholungszeit nach körperlicher Aktivität zu verkürzen und die Leistung zu verbessern.



### GEEIGNET UND EMPFOHLEN FÜR

- Muskelerholung
- Drainage von Flüssigkeiten
- Verbesserung des Blut- und Lymphkreislaufs

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung	230V AC, 50 Hz
Maximale Aufnahme	100mA max
Behandlungszeit	0÷30 min.
Druck	200 mmHg (±20%)
Gewich.	2 Kg

### WELCHE SIND DIE WIRKUNGEN DER INTERMITTIERENDEN PNEUMATISCHEN KOMPRESSION?

Die intermittierende pneumatische Kompression stellt eine wirksame Methode um die richtige venöse Zirkulation zu fördern und durch Stress oder chronische und akute Schmerzen verursachte Muskelspannungen zu reduzieren. Dank ihrer Pumpwirkung begünstigt sie in der Tat den venösen Rückfluss, wodurch die Durchblutung des Gewebes und damit die korrekte physiologische Erneuerung des Gewebes verstärkt wird. Durch die externe Kompression können überschüssige interstitielle Flüssigkeiten auch leichter in den Kreislauf zurückkehren, so dass sie korrekt und schnell ausgeschieden werden können.

### VERPACKUNGSIHALT

**2 Beinmanschetten, 2 Schläuche 4 Ende, 1 Verbinder, 1 Splitter.**

Alle diese Konfigurationen sind in Größe M und L erhältlich (ARYA Größe M oder ARYA Größe L).

Ein optionaler Zusatz ist der Zubehör „KIT BEAUTY“ (Bauchgurt, 1 Schlauch 4 Kammern 4 Enden, Splitter) zur gleichzeitigen Behandlung von Beinen und Bauch.